

ITALTRIKE - ZERO

Per chi è adatto:

- Bambini di peso max 20 kg
- Bambini con esiti di PCI o con problematiche che compromettono l'equilibrio e il sistema motorio
- Con l'utilizzo degli accorgimenti contenitivi (cinghie alle pedane e cinta toracica) anche bambini con atassia cerebellare, bambini con esiti di PCI che presentano distonie, bambini il cui atto motorio è compromesso da movimenti involontari e spasmi



COMPETENZE RICHIESTE		COMPETENZE RAGGIUNGIBILI	
Abilità motorie	Abilità processuali	Abilità motorie	Abilità processuali
Controllo del capo		Incentivare il movimento e la mobilità articolare	Incrementare la partecipazione (far scegliere al bambino dove vuole andare, condividere un gioco con gli altri bambini)
Mobilità articolare			Orientamento spaziale
Grasp			
Bimanualità			